

Ein starkes Team für die Sauganlage

Täglich Orotol® plus



Mit dem Flüssigkonzentrat Orotol® plus haben Sie die ideale Lösung für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider. Die Anwendung erfolgt nach Behandlungsende, bei höherer Belastung 2 x täglich (mittags und abends).

1. Zur Vorreinigung: 2 Ltr. Wasser absaugen
2. Ansetzen der Lösung im Pflegesystem.*
Für eine Behandlungseinheit: 20 ml (1 Dosierkappe)
mit kaltem Wasser auf 1 Ltr. auffüllen und Lösung mischen
(bei 2 Behandlungseinheiten doppelte Menge)
3. Saugschläuche auf Pflegesystem aufstecken und Lösung absaugen
4. 1 Ltr. neu ansetzen und auf max. vier Mundspülbecken verteilen
5. Mind. 1 Stunde oder über Nacht einwirken lassen
6. Nach der Einwirkzeit/am nächsten Morgen 2 Ltr. Wasser absaugen

Wöchentlich MD 555 cleaner

MD 555 cleaner ist Ihr Spezialreiniger für Sauganlagen und Amalgamabscheider. Er verfügt über starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen, Verkrustungen und Verschlämmungen. Die Anwendung erfolgt mind. 2 x wöchentlich (z.B. Dienstag und Donnerstag), bei höherer Belastung täglich vor der Mittagspause.

1. Zur Vorreinigung: 2 Ltr. Wasser absaugen
2. Ansetzen der Lösung im Pflegesystem.*
Für eine Behandlungseinheit: 50 ml (2,5 Dosierkappen)
mit kaltem Wasser auf 1 Ltr. auffüllen und Lösung mischen
(bei 2 Behandlungseinheiten doppelte Menge)
3. Saugschläuche auf Pflegesystem aufstecken und Lösung absaugen
4. 1 Ltr. neu ansetzen und auf max. vier Mundspülbecken verteilen
5. Mind. 0,5 bis 2 Stunden (Mittagspause) einwirken lassen
6. Nach der Einwirkzeit 2 Ltr. Wasser absaugen

* Verwendung eines Pflegesystems mit Saugschlauchadaptoren zum Absaugen eines Luft-Lösungs-Gemischs. Das Absaugen ohne entsprechende Adapter aus einem Becher o.ä. Gefäß ist zur Desinfektion und Reinigung ungeeignet. Wir empfehlen den Einsatz des OroCup.

A strong team for the suction unit

Daily Orotol® plus



Weekly MD 555 cleaner

With fluid-concentrate Orotol® plus, you have the ideal solution for simultaneous disinfection, deodorisation, cleaning and maintenance of all suction systems and amalgam separators. Application is done after treatments are complete, at high force 2 x daily (noon and evening).

1. For preliminary treatment: Draw off 2 litres of water
2. Apply the solution in the care system.*
For a treatment unit: Pour in 20 ml (1 dosing cap), fill to 1 litre with cold water and mix thoroughly (double the quantities for 2 treatment units)
3. Attach suction hoses to the care system and suck up solution
4. Apply another 1 litre and distribute to max. four spittoons
5. Allow to react for at least 1 hour or overnight
6. After the reaction time/next morning, suck up 2 litres of water

MD 555 cleaner is your special cleaner for suction units and amalgam separators. It has powerful cleaning forces against deposits, scaling and siltation. It is applied at least 2 x weekly (e.g. Tuesday and Thursday), with higher build-up, daily before noon-break.

1. For preliminary treatment: Draw off 2 litres of water
2. Apply the solution in the care system.*
For a treatment unit: Pour in 50 ml (2.5 dosing caps), fill to 1 litre with cold water and mix thoroughly (double the quantities for 2 treatment units)
3. Attach suction hoses to the care system and suck up solution
4. Apply another 1 litre and distribute to max. four spittoons
5. Allow to react for at least 0.5 to 2 hours (noon-break)
6. After the reaction time, suck up 2 litres of water

* Using a care system with suction hose adaptors to suck an air-solution mixture. Sucking without the respective adapter from the bowl or other container is not suitable for disinfection and cleaning. We recommend using the OroCup.